

Laser **Détatouage**

ENLIGHTEN III®

Indication

Détatouage, lésions pigmentaires et réjuvenation cutanée.

Technique

ENLIGHTEN III® est un laser avec trois longueurs d'onde permettant le détatouage de la presque totalité des pigments utilisés pour les tatouages cutanés.

Il dispose de 2 durées d'impulsion très brèves, de l'ordre des nanosecondes et des picosecondes. Ceci soumet le pigment à un effet photomécanique intense de très brève durée, pulvérisant les particules sans échauffement de la surface, donc ménageant les tissus avoisinants.

Avant le traitement

Pour un traitement optimal, il vous sera recommandé de renoncer au soleil et au solarium pendant environ 1 mois. Le jour du traitement il conviendra de venir la peau nettoyée, non maquillée.

Une désinfection soigneuse sera effectuée avant de procéder au traitement et du froid appliqué pour votre confort. A votre demande un gel anesthésique local voire une antalgie légère peut être réalisée si souhaitée.

Pendant le traitement

Installé confortablement vous bénéficierez d'une protection oculaire et d'une désinfection adéquate du tatouage ou de la zone concernée. La durée du traitement est brève mais peut varier selon la zone à traiter. Pendant le traitement, vous ressentirez une sensation d'échauffement, de picotement ou une minime douleur.

Après le traitement

La zone traitée va présenter une tuméfaction, une rougeur et parfois des signes de brûlures superficielles.

A domicile, il vous sera recommandé de refroidir la zone si nécessaire après la séance, de la couvrir quotidiennement avec des compresses et des applications d'Aquaphor® ou Cicaplast® Baume, en particulier en cas de formation de petites croûtes superficielles. Il vous sera demandé de renoncer à toute exposition solaire pendant 2-4 semaines sur les zones traitées et d'éviter les bains thermaux, jacuzzis etc... pendant 2 semaines.

Il est recommandé de ne pas appliquer des crèmes irritantes (rétinoïdes, benzoyle peroxyde, acides glycolique ou salicylique...) jusqu'à résolution complète du processus du traitement.

En cas de douleurs, la prise de paracétamol peut être envisagée pendant les 24 premières heures, les AINS ne sont pas recommandés. En cas de douleurs plus importantes, d'inconfort, d'écoulement purulent, fièvre il vous est recommandé de reprendre contact dans les meilleurs délais.

Résultats

Pour les tatouages, environ 4-8 séances sont recommandées à 6-8 semaines d'intervalle pour obtenir un effacement, cela dépend bien entendu de la couleur, des mélanges effectués par votre tatoueur, de la quantité et la profondeur du pigment.

Contre-indications

La grossesse et l'allaitement, les anticoagulants, l'isotrétinoïne systémique, l'herpès sont des contre-indications relatives à discuter avec votre médecin traitant.

